

INFORMACIÓN TÉCNICA
DESINFECTANTE CONCENTRADO A BASE DE
BIGUANIDA PARA INSTRUMENTAL Y ENDOSCOPIOS



Health & Biotechnology
www.glscolombia.com

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL	DESINFECTANTE A BASE DE BIGUANIDA PARA INSTRUMENTAL Y ENDOSCOPIOS
MARCA	Actosed Endo Terra
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2014DM-0011737 Vigente hasta: 29 de agosto de 2024
TIPO DE DISPOSITIVO	No Invasivo
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA
FABRICANTE	ACTO GmbH Büchner Strasse 11, D-38118 Braunschweig Tel: +0 531-239 508-0
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR	GLS Health & Biotechnology S.A. Carrera 17 # 145A - 62. Bogotá, Colombia Tel: (57+1) 527 1429 / 30



DESCRIPCIÓN

Actosed Endo Terra tiene una presentación en forma concentrada y se utiliza para la desinfección de equipos quirúrgicos. Contiene sustancias que previenen la corrosión y no contiene aldehídos ni fenol. Limpia y desinfecta al mismo tiempo. Puede combinarse con Actoclean Flüssig si se desea descontaminar instrumentos sucios. El producto puede utilizarse en todos los métodos de circulación, aplicación manual y equipos ultrasónicos.

ÁREA DE APLICACIÓN

El producto puede ser utilizado en equipos médicos, equipos quirúrgicos MIC, endoscopios, materiales para anestesia y materiales a prueba y no aprueba de calor, baños de desinfección de equipos, máquinas lavadoras ultrasónicas, máquinas manuales y endoscópicas.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Acorde al grado de contaminación y con la ayuda de la bomba de dosificación, prepare la solución en un recipiente con agua cuya temperatura no exceda los 25°C. Primero poner el agua y luego la sustancia desinfectante dentro del recipiente para la desinfección. Después de utilizar los instrumentos, desmontarlos y colocarlos en el recipiente verificando que la solución los cubra en su totalidad. Esperar 15 minutos, retire y seque cuidadosamente.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

La solución puede utilizarse durante 15 días. Descartar antes de 15 días si la solución presenta un aumento en la turbiedad y en la contaminación. Puede causar irritación en la piel. Evite el contacto de la solución con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No beba! No ponga las piezas de aluminio en la solución. Mantener fuera del alcance de los niños y en su embalaje original. Se puede usar con agua del grifo.

ESPECIFICACIONES

Composición Química	pH: 5.0 ~ 7.0 g/ml Color: Líquido Claro Amarillento Cada 100g contiene: 10g Alquil-dimetilamonio etilsulfato, 2g Polihexametileno biguanida, 3.6 g Cocospropylendiamin Guanidine Acetate y sustancias auxiliares.												
Concentración de uso	<table border="0"> <tr> <td>Tiempo de exposición</td> <td>1% - 60 min.</td> <td>En baños ultrasónicos</td> <td>2% - 5 min.</td> </tr> <tr> <td>(incl. tbc., MRSA)</td> <td>3% - 15 min.</td> <td>VAH/DGHM</td> <td>2% - 30 min.</td> </tr> <tr> <td>HBV/HCV</td> <td>1% - 5 min.</td> <td>HIV</td> <td>1% - 60 min. 2% - 15 min.</td> </tr> </table>	Tiempo de exposición	1% - 60 min.	En baños ultrasónicos	2% - 5 min.	(incl. tbc., MRSA)	3% - 15 min.	VAH/DGHM	2% - 30 min.	HBV/HCV	1% - 5 min.	HIV	1% - 60 min. 2% - 15 min.
Tiempo de exposición	1% - 60 min.	En baños ultrasónicos	2% - 5 min.										
(incl. tbc., MRSA)	3% - 15 min.	VAH/DGHM	2% - 30 min.										
HBV/HCV	1% - 5 min.	HIV	1% - 60 min. 2% - 15 min.										
Estabilidad / Vida útil	3 años en su empaque original y sin destapar.												
Condiciones de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> - Conservar en un lugar fresco y seco. - Proteger de los rayos directos del sol. - Almacenar a una temperatura inferior de +25°C. 												

INFORMACIÓN TÉCNICA
DESINFECTANTE CONCENTRADO A BASE DE
BIGUANIDA PARA INSTRUMENTAL Y ENDOSCOPIOS



Health & Biotechnology
www.glscolombia.com

PRESENTACIÓN COMERCIAL		
Código	Referencia	Presentación
01.4702.90	Actosed Endo Terra x 90 mL	Frasco de Polietileno de Alta Densidad (HDPE)
01.4702.2	Actosed Endo Terra x 2 L	
01.4702.5	Actosed Endo Terra x 5 L	