

Fecha efectiva

 Fecha de próxima
revisión

Página 1 de 1

1. Información general

Nombre comercial	CATETER TUNELIZADO PALINDROME
Marca / Fabricante	COVIDIEN/KENDALL
Número de registro INVIMA	2009DM-0003614
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	37278

2. Descripción del producto



Catéter vascular Tunelizado doble lumen.

- Material Carbothane.
- Radiopaco.
- Catéter Mango de Felpa gruesa.
- Diseño de la punta Espiral- Z.
- Fr. 14.5.
- Presillas de línea duraderas.
- Tunelizador a traumático.
- Alas para suturas transparentes.
- Volúmenes de base impresos.
- Disponible en juego o bandeja.

3. Especificaciones

Aplicaciones	Los catéteres vasculares tunelizados, se utilizan para diálisis crónica de pacientes que tiene pendiente definir terapia dialítica o no tiene madura la Fistula Arteriovenosa y en paciente con difícil acceso vascular. Para colocación vía yugular, TRANSLUMBAR.
Presentación del producto	Caja x 5 unidades.
Referencias	Código de barras
8888145014 Kit Catéter con cuff doble lumen 14.5 frx 36 cm	7707281619152
8888145015 Kit catéter con cuff doble lumen 14.5 fr x 40 cm	7707281619176
8888145016 Kit catéter con cuff doble lumen 14.5 frx 45 cm	
8888145017 Kit catéter con cuff doble lumen 14.5 fr x 50 cm	

Originado por: Hangedyth Soto Especialista de Producto	Fecha:	Aprobado por: Martha Fernández Gerente de Producto	Fecha:
Revisado por: Luis Felipe Manchola Coordinador de Asuntos Regulatorios	Fecha:	Aprobado por: -	Fecha: -